

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

TEST ADI	ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI	ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP	BİM KODU	SUT KODU	ÇALIŞMA GÜNLERİ	ÖRNEK TRANSFER BİLGİSİ	SONUÇ VERME ZAMANI
ACTH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	500015, 500509	900180	Mesai saatleri içinde	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALBÜMİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, Vücut sıvısı/Kırmızı kapaklı tüp	420004, 516614	900210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 1 ANTİTRİPSİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520011	900310	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 1 ASİTGLİKOPROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310606	900320	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 1 MİKROGLOBULİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/İdrar tüpü	310607	900330	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 2 MAKROGLOBULİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520012	904270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA-FETO PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340204	900250	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALKALEN FOSFATAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420006	900340	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420003	900200	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AMİLAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar, vücut sıvısı/Kırmızı kapaklı tüp	420007, 516616, 420528, 530071	900370	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
AMONYAK	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	410015	900410	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
ANGIOTENSİN CONVERTİNG ENZİM (ACE)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	380054	903540	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
ANTİ TG	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500032	906880	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ANTİ TPO	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500507	900480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ANTİTROMBİN 3	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	510104	906940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

APOLİPOPROTEİN A-I	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420062	900490	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN A-II	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	517830	900490	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN B	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420063	900500	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN E	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp			Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	380056	900571	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AST	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420011	900580	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BETA-2 MİKROGLOBULİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500163	900620	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BETA-HCG	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420532, 500112	900650	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
BETA-TRACE PROTEİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp			Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BNP	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma /Mor kapaklı tüp	514305	903160	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
C 3	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310031	900780	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
C 4	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310093	900790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
C1 İNHİBİTÖR	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310009	900760	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 125	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500167	900810	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 15-3	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500168	900820	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 19-9	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500169	900830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

CA 72-4	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500170	900840	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CK-MB KÜTLE	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510148	900880	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
C-PEPTİD	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500062, 500516	900750	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CRP (C REAKTİF PROTEİN)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	310613	900901	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
D-DIMER	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300018	904400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
DHEA-S	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500090	901000	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
DİGOKSİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	431003	901790	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
DİREK BİLİRUBİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420081	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/siyah kapaklı tüp	411024	903400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
ESTRADIOL	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500116	901160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ETANOL	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510279	901180	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
FENİTOİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510121	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
FENOBARBİTAL	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430506	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
FERRİTİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340145	901220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
FİBRİNOJEN C	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300045	904610	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
FK-506 (TAKROLİMUS)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	510124	903810	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

FOLİK ASİT	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340506	901240	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
FSH	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500016	901280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420022	901390	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
GLUKOZ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar, BOS, Vücut sıvısı/Kırmızı kapaklı tüp	420024, 420046, 531000, 516612, 420039	901500	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HAPTOGLOBİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520013	901550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HDL KOLESTEROL	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420026	901580	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HOMOSİSTEİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	410059	901680	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGA (SERUM VE BOS)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, BOS/Sarı kapaklı Jelli tüp	380025, 310611	907620	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGG (SERUM, BOS VE İDRAR)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar, BOS/Sarı kapaklı Jelli tüp	380024, 310641, 310609	907630	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGG ALT TİPLERİ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	310021	907790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGM (SERUM VE BOS)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, BOS/Sarı kapaklı Jelli tüp	380026, 310612	907640	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
İNORGANİK FOSFOR	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420021, 420526	901260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KALSİYUM	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420028, 420525, 530070	901910	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KAN GAZLARI	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Heparinli insülin enjektörü	410037	901920	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 10 dakika sonra
KAN ÜRE AZOTU (BUN)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420016, 420504, 550905	901940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KAPPA	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, İdrar/Sarı kapaklı Jelli tüp	310525, 310594	901970	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

KARBAMAZEPİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430002	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
KARIŞIM TESTİ (1/2 NP, sırasıyla PT - APTT)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	517866 - 517867	905320 - 904290		Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
KARSİNOEMBRYONİK ANTİJEN (CEA)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340141	902030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KLOR (Cl)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar, BOS/Kırmızı kapaklı tüp	420030, 420037, 420523, 530067	902090	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KOLİNESTERAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420050	903290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
KORTİZOL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500094, 500943, 515099, 516100, 516101, 516106, 516107, 516108, 516109, 554001,554002,	902170	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİN KİNAZ (CK)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420071	902190	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİNİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Kırmızı kapaklı tüp	420033, 420531, 530068	902210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAKTAT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Gri kapaklı tüp	510149	902250	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
LAKTAT DEHİDROJENAZ (LD)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, BOS/Kırmızı kapaklı tüp	420072, 516615, 420099	902260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAMBDA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Sarı kapaklı Jelli tüp	310515, 310594	902270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LDL-KOLESTEROL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420036	902290	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500018	902410	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LİPAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420067	902320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
LİPOPROTEİN (a)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	460032	902340	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

MAGNEZYUM	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Kırmızı kkapaklı tüp	420042, 420530	902420	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MIKROALBUMİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/Sarı kapaklı Jelli tüp	380119	902540	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MİKROPROTEİN (BOS, İDRAR)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar, BOS/Sarı kapaklı Jelli tüp	390007-420038	903260-902550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MİYOGLOBİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	450525	902570	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
OSTEOKALSİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340210	902880	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PANKREATİK AMİLAZ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420066	902940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
PARATHORMON (PTH)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500055	902980	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
POTASYUM	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Kırmızı kkapaklı tüp	420047, 420522, 530066	903130	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PREALBUMİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	310527	903140	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROGESTERON	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500118	903180	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROKALSİTONİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	510253	903170	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROLAKTİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500017, 500189, 500190	903210	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500728	903220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROTROMBİN ZAMANI (PT)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	510205	905320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
RETİKULOSİT SAYIMI	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	510171	905360	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
RETİNOL BINDING PROTEİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310528	903340	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

RF (ROMATOİD FAKTÖR)	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510173	903381	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SALİSİLAT	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420052	901790	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
SERBEST KAPPA	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Kırmızı kkapaklı tüp	310734, 310735	901970	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST LAMBDA	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, idrar/Kırmızı kkapaklı tüp	310734, 310735	902270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST PSA	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500729	903280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST T3	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500039	903470	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST T4	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500040	903480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERULOPLAZMİN	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	520010	903530	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM AMİLOİD A	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	510257	903550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510404	901040	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM DEMİRİ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510040	901020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SİKLOSPORİN A	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	430508, 430509	900930	Pazartesi,Çarşamba, Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
SİSTATİN C	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	510478	903630	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SODYUM	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum, BOS, İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420056, 420521, 530065	903670	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM İDRAR TETKİKİ	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/İdrar tüpü	390014	901780	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM KAN SAYIMI	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	300204	901620	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

TEOFİLİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430007	903820	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
TİROGLOBULİN (hTG)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500505	903830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL BİLİRUBİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420013	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL KOLESTEROL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420031	902110	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum, Vücut sıvısı/Kırmızı kapaklı tüp	420048, 516613	903240	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL TESTOSTERON	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500119	903930	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TRANSFERRİN (SERUM VE İDRAR)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum, idrar/Sarı kapaklı Jelli tüp	310050, 310608	903950	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TRİGLİSERİT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420059	903990	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TROMBİN ZAMANI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300113	905440	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
TROPONİN I	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	460031	904010	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
TSH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	500020	904030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ÜRİK ASİT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum, idrar/Kırmızı kapaklı tüp	420060, 420527	904120	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
VALPROİK ASİT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430009	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
VANKOMİSİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430010	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
B12 VİTAMİNİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	340152	904150	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PERİFERİK YAYMA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	411021	903020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
SERUM ADENOZİN DEAMİNAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	420020	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
BOS ADENOZİN DEAMİNAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	BOS/Kırmızı kapaklı tüp	420002	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
PLEVRAL SIVI ADENOZİN DEAMİNAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI	Plevral Sıvı/Kırmızı kapaklı tüp	420035	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
İDRARDA OKSALAT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420096	902790	Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Ertesi gün 15.00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

İDRARDA SİTRAT	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/Kırmızı kapaklı tüp	420097	903660	Salı	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Ertesi gün 15.00
BİKARBONAT	İBİNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	516643	900681	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra