

TEST ADI	ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI	ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP	BİM KODU	SUT KODU	ÇALIŞMA GÜNLERİ	ÖRNEK TRANSFER BİLGİSİ	SONUÇ VERME ZAMANI
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300546	904280	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
ALBÜMİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp, Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	531015, 531036	900210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA-FETO PROTEİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531166	900250	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
ALKALEN FOSFATAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531019	900340	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531017	900200	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AMİLAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; idrar, vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	531022, 531032, 531038, 551100	900370	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AMONYAK	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	531024	900410	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ANTI FAKTÖR XA	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	510351	904340	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
ANTI TG	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531162	906880	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
ANTI TPO	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531161	900480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
ANTİTROMBİN 3	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531125	906940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APTT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531111	904290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531183	900571	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AST	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531016	900580	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BETA-HCG	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	556010	900650	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra

CA 125	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531167	900810	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
CA 15-3	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531164	900820	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
CA 19-9	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531165	900830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
CK-MB KÜTLE	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531070	900880	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
CRP (C REAKTİF PROTEİN)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	380022	900901	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
D-DİMER	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531113	904400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
DHEA-S	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531176	901000	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
DİREK BİLİRUBİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531013	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	410024	903400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
ESTRADIOL	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531171	901160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
FAKTÖR II	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300027	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR V	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300031	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR VII	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300032	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR VIII	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300034	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR IX	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300030	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR X	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300035	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FAKTÖR XII	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	545001	904530	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra

FAKTÖR İNHİBİTÖR TAYİNİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	510120	904870	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
FERRİTİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531177	901220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
FİBRİNOJEN C	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531112	904610	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
FOLİK ASİT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531179	901240	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
FSH	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531173	901280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531018	901390	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
GLUKOZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; BOS, Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	531001, 531049, 531034, 531041	901500	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HDL KOLESTEROL	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420126	901580	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
İKİLİ TARAMA	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510473	901120	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
İNORGANİK FOSFOR	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531009	901260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KALSİYUM	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531008, 531031, 550998	901910	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KAN ÜRE AZOTU (BUN)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; idrar/Bej kapaklı tüp	531002, 550990	901940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KARIŞIM TESTİ (1/2 NP, sırasıyla PT - APTT)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	517435, 517434	905320 - 904290	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN (CEA)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531168	902030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
KLOR (Cl)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; idrar, BOS/Bej kapaklı tüp	531006, 531027, 531039	902090	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KOLİNESTERAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	210175	903290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

KORTİZOL	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531180	902170	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
KREATİN KİNAZ (CK)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531023	902190	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİNİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; idrar/Bej kapaklı tüp	531003, 531028 531044 550992	902210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİNİN KLİRENSİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum+ idrar/Sarı + Bej kapaklı tüp	551200	902220	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAKTAT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Gri kapaklı tüp	511149	902250	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAKTAT DEHİDROJENAZ (LD)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; BOS,Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	531020 531037, 531042	902260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LDL-KOLESTEROL	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420136	902290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LH	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531169	902410	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
LİPAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531021	902320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LUPUS ANTİKOAGULAN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	545002	905000	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
MAGNEZYUM	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp;İdrar/Bej kapaklı tüp	531010, 550997	902420	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
METOTREKSAT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430510, 430511, 430512	902470	24 saat	Oda sıcaklığı/Karanlık Ortam/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MİKROPROTEİN (BOS, İDRAR)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar, BOS/Bej kapaklı tüp	550993, 531043, 531040	903260- 902550	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MİYOGLOBİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531072	902570	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
OSMOLARİTE	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp;İdrar/Bej kapaklı tüp	531007, 531030	902900	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PANKREATİK AMİLAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531190	902940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

PARATHORMON (PTH)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531182	902980	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
PERİFERİK YAYMA	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	410021	903020	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
POTASYUM	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; idrar/Bej kapaklı tüp	531005, 531026, 550995	903130	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROGESTERON	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531172	903180	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
PROKALSİTONİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	511204	903170	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
PROLAKTİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531170	903210	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531174	903220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
PROTEİN C AKTİVİTE	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300099	904280	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
PROTEİN S AKTİVİTE	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300161	905280	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
PROTROMBİN ZAMANI (PT)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531107	905320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
RETİKULOSIT SAYIMI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	531097	905360	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
RF (ROMATOİD FAKTÖR)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531184	903381	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST PSA	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531175	903280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
SERBEST T3	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531158	903470	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
SERBEST T4	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531159	903480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
SERUM DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531186	901040	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM DEMİRİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531186	901020	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

SODYUM	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp;İdrar/Bej kapaklı tüp	531004, 531025, 550994	903670	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM İDRAR TETKİKİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/İdrar tüpü	391014	901780	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM KAN SAYIMI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	531074	901620	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
TOTAL BİLİRUBİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531012	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL KOLESTEROL	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420131	902110	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL PROTEİN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp; Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	531014, 531035	903240	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL TESTOSTERON	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531163	903930	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
TRİGLİSERİT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420159	903990	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TROMBİN ZAMANI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	545000	905440	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TROPONİN I	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531071	904010	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
TSH	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531160	904030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
ÜÇLÜ TARAMA + İNHBİN A	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	517346	904090	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
ÜRİK ASİT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp;İdrar/Bej kapaklı tüp	531011, 550991	904120	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
B12 VİTAMİNİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	531178	904150	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
VON WİLLEBRAND FAKTÖR AKTİVİTE	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	545003	905580	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra
VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJEN	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300154	905570	15 gün	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 15 gün sonra

AMİNO ASİT ANALİZİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp; İdrar/İdrar Kabı,BOS/Kırmızı kapaklı tüp	510242	900390	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 gün sonra
TANDEM MS	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	KURU KAN (GuthrieKağıdı)	510243	902020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
ORGANİK ASİT ANALİZİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	İdrar/İdrar Kabı	510087	902830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ ANALİZİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	510235	900790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
BIOTİNİDAZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510037	900700	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
VİTAMİN A,E	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	511170	901791, 904160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
REDÜKTAN MADDE ANALİZİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	İdrar/İdrar Kabı	511186	h55420	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün
ŞEKER KRAMOTOGRAFİSİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	İdrar/İdrar Kabı	511160	903790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
SÜLFİT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	İdrar/İdrar Kabı	511179		Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün
LAKTAT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Serum,BOS/Metabolizm a Lab.dan alınacak özel tüp	511169	902250	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
PİRUVAT	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	Serum,BOS/Metabolizm a Lab.dan alınacak özel tüp	511167	903040	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 hafta sonra
LİZOZOMAL TARAMA TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI METABOLİZMA BİRİMİ	KURU KAN (GuthrieKağıdı)	511327	902360	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 10 gün içerisinde
HEMOGRAM	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	EDTA'lı kan (Mor kapaklı tüp)En az 2ml	511060	901620	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
PERİFERİK YAYMA (MANUEL)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma(periferik yayma )	531105	903020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
RETİKÜLOSİT BOYAMA(MANUEL)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	EDTA'lı kan (Mor kapaklı tüp)En az 2ml	510719	905350	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
KENİK İLİĞİ GIEMSA BOYAMA(MANUEL)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma(Kemik iliği yayması)	511061	905760	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra

ASİT FOSFATAZ (KEMİK İLİĞİ ÖZEL BOYALARI)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma( perferik yayma veya kemik iliği)	511094	911160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
PAS(KEMİK İLİĞİ ÖZEL BOYALARI)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma( perferik yayma veya kemik iliği)	511094	911160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
MPO(KEMİK İLİĞİ ÖZEL BOYALARI)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma( perferik yayma veya kemik iliği)	511094	911160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
α-ESTERAZ(KEMİK İLİĞİ ÖZEL BOYALARI)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma( perferik yayma veya kemik iliği)	511094	911160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
DUAL ESTERAZ(KEMİK İLİĞİ ÖZEL BOYALARI)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Yayma( perferik yayma veya kemik iliği)	511094	911160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
RİSTOCETİN İLE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik sitratlı tüplerden(mavi kapaklı) <u>2 adet</u>	511098	905530	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
ADP İLE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik sitratlı tüplerden (mavi kapaklı) <u>2 adet</u>	511098	905530	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
COLLAGEN İLE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik sitratlı tüplerden(mavi kapaklı) <u>2 adet</u>	511098	905530	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
EPİNEFRİN İLE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik sitratlı tüplerden(mavi kapaklı) <u>2 adet</u>	511098	905530	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
KANAMA ZAMANI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Surgicut ile kesi yapılarak bakılır	511097	904850	Mesai saatleri içinde	Numune transferi yoktur.Hastadan kesi yapılarak bakılır.	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
FAKTÖR XIII TAYİNİ(TARAMA)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik sitratlı tüp(mavi kapaklı)	300038	904530	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
ORAL DEMİR ABSORBSİYON TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Demir preparatı içirildikten sonra her saat başı 3-4ml kan biyokimya tüpüne alınır(1.,2.3.4.saat)	511316		Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik EDTA'lı tüp	514298	904700	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	8 örnek tamamlandığında
HEMOGLOBİN S TAYİNİ(SOLUBİLİTE)	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik EDTA'lı tüp	300131	904660	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da



ORAKLAŞMA TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik EDTA'lı tüp	300079	905110	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
HEİNZ-BODY ARANMASI	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik EDTA'lı tüp	300054	904680	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Aynı gün 16:00'da
OSMOTİK FRAJİLİTE TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	Boncuklu erlen mayer(Lab.'dan temin edilir/ 5ml defibrine kan	511095	905120	Randevulu çalışılır.	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 24 saat sonra
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ TESTİ	CEBECİ MERKEZ LABORATUVARI ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB. BİRİMİ	4,5ml'lik EDTA'lı tüp	300048	901510	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra