

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

TEST ADI	ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI	ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP	BİM KODU	SUT KODU	ÇALIŞMA GÜNLERİ	ÖRNEK TRANSFER BİLGİSİ	SONUÇ VERME ZAMANI
ACTH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	500015, 500509	900180	Mesai saatleri içinde	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ADENOZİN DEAMİNAZ (SERUM)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420020	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
ADENOZİN DEAMİNAZ (BOS)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	BOS/Bej kapaklı tüp	420002	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
ADENOZİN DEAMİNAZ (PLEVRAL SIVI)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plevral Sıvı/Bej kapaklı tüp	420035	900160	Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Cuma günü 16.00
ALBÜMİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	420004, 516614	900210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AKTİVE PARŞİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI (APTT)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	531111	904290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
ALFA 1 ANTİTRİPSİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520011	900310	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 1 ASİTLİKOPROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310606	900320	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 1 MİKROGLOBULİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/Bej kapaklı tüp	310607	900330	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA 2 MAKROGLOBULİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520012	904270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALFA-FETO PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	340204	900250	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALKALEN FOSFATAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420006	900340	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ALT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420003	900200	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AMİLAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar, Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	420007, 516616, 420528, 530071	900370	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
AMONYAK	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	410015	900410	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

ANGIOTENSİN CONVERTİNG ENZİM (ACE)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	380054	903540	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
ANTİ TG	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500032	906880	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ANTİ TPO	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500507	900480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ANTİTROMBİN 3	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	510104	906940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
APOLİPOPROTEİN A-I	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420062	900490	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN A-II	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	517830	900490	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN B	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420063	900500	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
APOLİPOPROTEİN E	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp			Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	380056	900571	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
AST	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420011	900580	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
B12 VİTAMİNİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	340152	904150	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BETA-2 MİKROGLOBULİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500163	900620	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BETA-HCG	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420532, 500112	900650	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
BETA-TRACE PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp			Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
BİKARBONAT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	516643	900681	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
C 3	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310031	900780	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

C 4	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310093	900790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
C1 İNHİBİTÖR	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310009	900760	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 125	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500167	900810	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 15-3	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500168	900820	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 19-9	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500169	900830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CA 72-4	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500170	900840	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CK-MB KÜTLE	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	510148	900880	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
C-PEPTİD	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500062, 500516	900750	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
CRP (C REAKTİF PROTEİN)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310613	900901	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
D-DİMER	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300018	904400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
DHEA-S	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500090	901000	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
DİGOKSİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	431003	901790	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
DİREK BİLİRUBİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420081	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Siyah kapaklı tüp	411024	903400	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 1 saat sonra
ESTRADİOL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500116	901160	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
ETANOL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp Şahit numune/Gri kapaklı tüp (NaF-EDTA)	510279	901180	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

FENİTOİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	510121	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
FENOBARBİTAL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430506	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
FERRİTİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	340145	901220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 4 saat sonra
FİBRİNOJEN C	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300045	904610	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
FK-506 (TAKROLİMUS)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	510124	903810	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
FOLİK ASİT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	340506	901240	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
FSH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500016	901280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420022	901390	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
GLUKOZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar, BOS, Vücut sıvısı/Bej kapaklı tüp	420024, 420046, 531000, 516612, 420039	901500	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HAPTOGLOBİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	520013	901550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
HDL KOLESTEROL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	420026	901580	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGA (SERUM VE BOS)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp BOS/Bej kapaklı tüp	380025, 310611	907620	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGG (SERUM, BOS VE İDRAR)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp BOS, İdrar/Bej kapaklı tüp	380024, 310641, 310609	907630	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGG ALT TIPLERİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	310021	907790	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
IGM (SERUM VE BOS)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp BOS/Bej kapaklı tüp	380026, 310612	907640	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
İNORGANİK FOSFOR	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420021, 420526	901260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

KALSİYUM	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420028, 420525, 530070	901910	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KAN GAZLARI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Heparinli enjektör	410037	901920	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 10 dakika sonra
KAN ÜRE AZOTU (BUN) İDRAR ÜRE	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420016, 420504, 550905	901940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KAPPA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	310525, 310594	901970	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KARBAMAZEPİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430002	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
KARIŞIM TESTİ (1/2 NP, sırasıyla PT - APTT)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	517866 - 517867	905320 - 904290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
KARSİNOEMBRYONİK ANTİJEN (CEA)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	340141	902030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KLOR (Cl)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar, BOS/Bej kapaklı tüp	420030, 420037, 420523, 530067	902090	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KOLİNESTERAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420050	903290	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
KORTİZOL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500094, 500943, 515099, 516100, 516101, 516106, 516107, 516108, 516109, 554001,554002,	902170	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİN KİNAZ (CK)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420071	902190	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
KREATİNİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420033, 420531, 530068	902210	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAKTAT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Gri kapaklı tüp (FX)	510149	902250	24 saat	Soğuk zincir/ Maks.15 dk içinde/Taşıma kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
LAKTAT DEHİDROJENAZ (LD)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp BOS/Bej kapaklı tüp	420072, 516615, 420099	902260	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LAMBDA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	310515, 310594	902270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

LDL-KOLESTEROL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420036	902290	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500018	902410	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
LİPAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420067	902320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
LİPOPROTEİN (a)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	460032	902340	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MAGNEZYUM	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420042, 420530	902420	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
METOTREKSAT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430510, 430511, 430512	902470	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Karanlık Ortam/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışıldığı gün öğleden sonra
MIKROALBUMİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/Bej kapaklı tüp	380119	902540	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MIKROPROTEİN (BOS, İDRAR)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	BOS, İdrar/Bej kapaklı tüp	390007-420038	903260-902550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
MİYOGLOBİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	450525	902570	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
NT-proBNP	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	514305	903160	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
OSTEOKALSİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	340210	902880	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PANKREATİK AMİLAZ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420066	902940	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
PARATHORMON (PTH)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500055	902980	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PERİFERİK YAYMA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	411021	903020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
POTASYUM	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420047, 420522, 530066	903130	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PREALBUMİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	310527	903140	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

PROGESTERON	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500118	903180	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROKALSİTONİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mor kapaklı tüp	510253	903170	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROLAKTİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500017, 500189, 500190	903210	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500728	903220	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
PROTROMBİN ZAMANI (PT)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	510205	905320	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
RETİKULOSİT SAYIMI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	510171	905360	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
RETİNOL BINDING PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	310528	903340	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
RF (ROMATOİD FAKTÖR)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	510173	903381	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST KAPPA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	310734, 310735	901970	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST LAMBDA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	310734, 310735	902270	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST PSA	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500729	903280	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST T3	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500039	903470	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERBEST T4	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp	500040	903480	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERULOPLAZMİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	520010	903530	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM AMİLOİD A	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	510257	903550	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SERUM TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	510404	901040	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

SERUM DEMİRİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	510040	901020	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
SİKLOSPORİN A	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	430508, 430509	900930	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
SODYUM	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp BOS, İdrar/Bej kapaklı tüp	420056, 420521, 530065	903670	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM İDRAR TETKİKİ	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	İdrar/İdrar tüpü	390014	901780	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TAM KAN SAYIMI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Tam Kan/Mor kapaklı tüp	300204	901620	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 45 dakika sonra
TEOFİLİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430007	903820	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
TİROGLOBULİN (hTG)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500505	903830	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL BİLİRUBİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420013	900690	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL KOLESTEROL	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420031	902110	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL PROTEİN	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420048, 516613	903240	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TOTAL TESTOSTERON	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500119	903930	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TRANSFERRİN (SERUM VE İDRAR)	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	310050, 310608	903950	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TRİGLİSERİT	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	420059	903990	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
TROMBİN ZAMANI	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Plazma/Mavi kapaklı tüp	300113	905440	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 2 saat sonra
TROPONİN I	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	460031	904010	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 90 dakika sonra
TSH	İBNİ SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı Jelli tüp	500020	904030	Mesai saatleri içinde	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Birimi Test Listesi

ÜRİK ASİT	İBNI SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Sarı kapaklı jelli tüp İdrar/Bej kapaklı tüp	420060, 420527	904120	24 saat	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Kabul işlemi yapıldıktan 3 saat sonra
VALPROİK ASİT	İBNI SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430009	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da
VANKOMİSİN	İBNI SİNA MERKEZ LABORATUVARI BİYOKİMYA BİRİMİ	Serum/Kırmızı kapaklı tüp	430010	901790	Pazartesi, Perşembe	Oda sıcaklığı/Maks.30 dk/Taşıma Kabı	Çalışma günü saat 16.00'da