

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ LABORATUVARLARI TEST REHBERİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 (İMMÜNOLOJİ) LABORATUVARI

Test Çalışma Grubu: Otoantikörler IFA

| SIRA NO | TEST ADI | Çalışılan Örnek Tüpü | ÖRNEK TÜRÜ ve MİKTARI | BİM KODU | SUT KODU | ÇALIŞMA GÜNLERİ | SONUÇ VERME ZAMANI | ÖZEL NOTLAR |
|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Anti Nükleer Antikor (ANA)(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310003 | 906780 | Hafta içi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 2 | ANCA (IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510058 | 907950 | Hafta içi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 3 | Anti- DNA (Crithidia luciliae)(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310614 | 906390 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 4 | Anti Mitokondriyal Antikor (AMA)(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510102 | 906760 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 5 | Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 380064 | 906420 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 6 | Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA)(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510103 | 906790 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 7 | Anti Saccaroomyces cerevisiae antikoru (ASCA) IgA(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550684 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 8 | Anti Saccaroomyces cerevisiae antikoru (ASCA) IgG(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550685 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 9 | Adacık (İslet) Hücre Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510457 | 906310 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 10 | Anti Skin Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 514318 | 900585 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 11 | Anti Sperm Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550688 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 12 | Anti Glomerül Bazal Membran Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550686 | 900460 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 13 | Anti Endomisyum Antikor IgA(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550682 | 906430 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 14 | Anti Endomisyum Antikor IgG(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550683 | 906430 | Hasta sayısına göre | 1-5 İş Günü | |
| 15 | Anti Endotel Hücre Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550687 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 16 | Anti Lenfosit Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550690 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 17 | Anti Trombosit Antikoru(IFA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 550689 | 911170 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |

Test Çalışma Grubu: Otoantikörler ELISA

| SIRA NO | TEST ADI | Çalışılan Örnek Tüpü | ÖRNEK TÜRÜ ve MİKTARI | BİM KODU | SUT KODU | ÇALIŞMA GÜNLERİ | SONUÇ VERME ZAMANI | ÖZEL NOTLAR |
|---------|---|---------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Anti-ds DNA(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310004 | 906410 | Pazartesi-Çarşamba-Cuma | 1-5 İş Günü | |
| 2 | Anti CCP (Cyclic citrullinated Peptid Antikor)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 514355 | 907101 | Pazartesi-Salı-Cuma | 1-5 İş Günü | |
| 3 | Anti-ENA Antikorları (Tarama)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 380053 | 907340 | Perşembe | 1-5 İş Günü | |
| 4 | Anti PR3 (c ANCA)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510254 | 907950 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 5 | Anti MPO (p ANCA)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510251 | 907840 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 6 | ANCA profil (PR3, MPO, Elastas, Laktoferrin,Cathepsin)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310615 | 906770 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|-----------------------|--------------|--|
| 7 | Anti-Kardiyolipin Antikor IgG(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 460034 | 906730 | Cuma | 1-5 İş Günü | |
| 8 | Anti-Kardiyolipin Antikor IgM(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 460035 | 906740 | Cuma | 1-5 İş Günü | |
| 9 | Anti-Fosfotidilserin IgG(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310616 | 906450 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 10 | Anti-Fosfotidilserin IgM(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310617 | 906460 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 11 | Anti-Fosfotidilserin IgA(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310618 | 906440 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 12 | Anti-Beta 2 glikoprotein I IgG(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310619 | 900430 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 13 | Anti-Beta 2 glikoprotein I IgM(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310620 | 900440 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 14 | Anti-Beta 2 glikoprotein I IgA(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310621 | 900420 | Çarşamba | 1-5 İş Günü | |
| 15 | Anti-Sm Antikor(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310622 | 906870 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-15 İş Günü | |
| 16 | Anti-Sentromer antikor(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310570 | 906860 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-15 İş Günü | |
| 17 | Anti-Histon antikor(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310623 | 906700 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-15 İş Günü | |
| 18 | Anti-Ribozomal P protein(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310624 | 906800 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-15 İş Günü | |
| 19 | Anti-Glomerül basal membran(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310625 | 900460 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-15 İş Günü | |
| 20 | Anti-Gliadin IgA(GAF-3X)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 500201 | 906490 | Salı - Perşembe | 1-5 İş Günü | |
| 21 | Anti-Gliadin IgG(GAF-3X)(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 500202 | 906500 | Salı - Perşembe | 1-5 İş Günü | |
| 22 | Anti- Doku Transglutaminaz IgA(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310728 | 901100 | Salı - Perşembe | 1-5 İş Günü | |
| 23 | Anti- Doku Transglutaminaz IgG(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310729 | 901110 | Salı - Perşembe | 1-5 İş Günü | |
| 24 | Anti-LKM-1(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310727 | 907810 | Cuma | 1-5 İş Günü | |
| 25 | İmmüno kompleks C1q(EIA) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310626 | 901800 | Her ayın 1ve 3.Cuması | 1-5 İş Günü | |
| 26 | Kryoglobulin | Düz biyokimya tüpü(jelsiz) | Serum | 310012 | | Hafta İçi hergün | 3- 5 İş Günü | Aç olan hastadan alınan kan saat 12'den önce sıcak olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. |

Test Çalışma Grubu: Elektroforez Testleri

| SIRA NO | TEST ADI | Çalışılan Örnek Tüpü | ÖRNEK TÜRÜ ve MİKTARI | BİM KODU | SUT KODU | ÇALIŞMA GÜNLERİ | SONUÇ VERME ZAMANI | ÖZEL NOTLAR |
|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Kapiller Serum Protein Elektroforezi | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 300100 | 901960 | Hafta İçi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 2 | Protein Elektroforezi (İDRAR) | İdrar Tüpü | İDRAR | 310582 | 903250 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | 24 saatlik idrar |
| 3 | Protein Elektroforezi (High resolution)(İDRAR) | İdrar Tüpü | İDRAR | 310633 | 901660 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | 24 saatlik idrar |
| 4 | İmmünfiksasyon (SERUM) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310584 | 903560 | Hafta İçi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 5 | İmmünfiksasyon (İDRAR) | İdrar Tüpü | İDRAR | 310583 | 901820 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | 24 saatlik idrar |
| 6 | İmmünfiksasyon (BOS) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | BOS | 310634 | 901820 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |
| 7 | Lipoprotein Elektroforezi | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310035 | 902330 | Hasta sayısına göre | 1-15 İş Günü | |

Test Çalışma Grubu: Allerji Testleri

| SIRA NO | TEST ADI | Çalışılan Örnek Tüpü | ÖRNEK TÜRÜ ve MİKTARI | BİM KODU | SUT KODU | ÇALIŞMA GÜNLERİ | SONUÇ VERME ZAMANI | ÖZEL NOTLAR |
|---------|--|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1 | Total IgE | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310049 | 903890 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 2 | S.IgE Mix, İnhalen alerjenler (d1,2, e1,2,3, g2,8, t4,9,11,w1,6,9,21) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 490023 | Makro | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 3 | S.IgE Mix, food (fx5) f1,2,3,4,13,14 | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310593 | 903710 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 4 | S.IgE Mix,food(fx101)f1,2,4,5,8,75,76,77,78,79,81 | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310719 | 903710 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 5 | S.IgE Mix, food (fx103) f20,25,33,44,84,87,92,95 | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310720 | 903710 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 6 | S.IgE, d1 (D. Pteronyssinus) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310721 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 7 | S.IgE, d2 (D. Farinae) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310722 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 8 | S.IgE, i1 (Honey bee) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310723 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 9 | S.IgE, i2 (Common wasp, yellow jacket) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310724 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 10 | S.IgE, c1 (penicilloyl G) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310725 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 11 | S.IgE, c2 (penicilloyl V) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310726 | 903720 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 12 | S.IgE Mix, house dust (hx100) h1, d1,2, m1,3,5,6 | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310585 | 903710 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |
| 13 | S.IgE Mix, house dust (hmx2) d1, e1,e5, m3,m6 | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 510702 | 903710 | Pazartesi | 1-5 İş Günü | |

Test Çalışma Grubu: OTOANTİKORLAR IMMUNBLOT, WESTERNBLOT

| SIRA NO | TEST ADI | Çalışılan Örnek Tüpü | ÖRNEK TÜRÜ ve MİKTARI | BİM KODU | SUT KODU | ÇALIŞMA GÜNLERİ | SONUÇ VERME ZAMANI | ÖZEL NOTLAR |
|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Nükleer antijenlere karşı antikorlar IgG(Kısa Panel) (nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro52,SS-B,Scl-70,Jo-1) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310632 | Makro | Hafta içi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 2 | Karaciğer spesifik antijenlere karşı antikorlar (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 310631 | 909200 | Hafta içi hergün | 1-5 İş Günü | |
| 3 | Nükleer antijenlere karşı antikorlar IgG (Uzun Panel)(nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,CENP B,PCNA,dsDNA,nucleozom,histon,ribozomal P-protein,AMA M2,DFS70) | Düz biyokimya tüpü(jelli) | Serum | 511005 | 909200 | Hafta içi hergün | 1-5 İş Günü | |